



BELISLASER

Máquina Láser Pico Catálogo

Contact us for more catalogs of HIFU y máquina HIFU vaginal, Máquina de cavitación RF Microaguja RF, Máquina para el crecimiento del cabello, Máquina fraccionadora láser de CO2, Máquinas depiladoras, Láser Nd yag y máquina láser Pico, Máquina 2 en 1 Hydrafacial Skin Tester, Máquina de musculación EMSlim, Criolipólisis Cavitación RF Máquina reductora de grasa, etc.

BELISLASER

PERFIL DE LA EMPRESA

>>> Sobre nosotros

es Lemon Bee focus on beeswax wrap manufacturing and research, 100% handmade, GOTS and PDA certified. Contact now!

Máquina Láser Pico Picosegundo Para Eliminación De Tatuajes

Pico Láser Picosure

Número de artículo: BL-202



Introducción

Máquina de láser Pico para eliminación de tatuajes, pigmentación y rejuvenecimiento de la piel. Seguro para todo tipo de piel, tiempo de inactividad mínimo. ¡Aprende más ahora!

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Interfaz de Operación	Pantalla táctil grande de 13,6 pulgadas con super cromaticidad
Longitudes de Onda	1064nm, 755nm, 532nm, 1320nm
Varilla de vidrio y lámpara de xenón	Una lámpara
Mayor energía de salida	2000 mJ
Ancho de pulso	700ps (± 2 ps)
Indicador	Guía de haz láser infrarrojo de 650nm
Frecuencia	1-10 Hz continuamente ajustable
Tamaño del punto	Diámetro de 2-10 mm ajustable
Sistema de entrega	Brazo articulado de 7 articulaciones contrapesado
Sistema de refrigeración	Intercambiador de calor de ciclo cerrado de agua a aire
Potencia de salida	3000W
Peso	55 kg
Dimensiones del paquete	75cmx55cmx65 cm

Máquina De Eliminación De Tatuajes Con Láser Pico Picosure

Máquina De Láser De Picosegundos

Número de artículo: BL-204



Introducción

Máquina de láser de picosegundos para eliminación de tatuajes y rejuvenecimiento de la piel. Pulsos de triple longitud de onda y alta energía para resultados más rápidos con un tiempo de inactividad mínimo. Seguro para todo tipo de piel.

[Aprende más](#)

Parámetro	Láser de Picosegundos	Láser Nd Yag Tradicional
Duración del Pulso	1ps (10^{-12} s)	1ns (10^{-9} s)
Velocidad de Tratamiento	90 veces más rápido	Base
Potencia	20 veces más fuerte	Base
Longitudes de Onda	755nm, 1064nm, 532nm, 1320nm	Típicamente 1064nm
Energía Máxima	2000 mJ	1500 mJ
Eliminación de Melanina	Partículas similares al polvo (fácil metabolismo)	Partículas más grandes (más difíciles de metabolizar)
Sesiones de Tratamiento	1-3 sesiones	4-6 sesiones
Daño en la Piel	Sin daño superficial (755nm)	Posible daño superficial
Sistema de Refrigeración	Avanzado: circulación de agua + aire, 4 ventiladores	Básico
Construcción	Carcasa de acero aleado, marco de acero inoxidable	A menudo carcasa de vidrio/plástico
Características Especiales	Dispositivo articulado de 7 brazos, tecnología de lente de enfoque	Entrega convencional

Belislaser

es Head Quarter: No.11 Changchun Road,
450000,Zhengzhou, China

Hongkong Office: ZJ 300, 300 Lockhart Road, Wan Chai,
Hongkong

Canada Office: Boulevard Graham, Mont-Royal, QC, H3P
2C7, Canada

