

Máquina De Radiofrecuencia Por Cavitación Ultrasónica Para Adelgazar El Cuerpo

Número de artículo: BL-601



Introducción

Máquina de Cavitación Ultrasónica BELIS para reducción de grasa no invasiva, reafirmación de la piel y contorno corporal. Tecnología profesional de RF para clínicas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Liposucción Tradicional	Sistema de Cavitación BELIS
Invasividad	Incisión quirúrgica	No invasivo
Tiempo de Recuperación	2-4 semanas	Ninguno
Riesgo de Complicaciones	8-12%	<0.1%
Mecanismo de Reducción de Grasa	Succión física	Eliminación metabólica
Estimulación de Colágeno	Ninguna	Significativa

Tipo de Mango	Potencia de Salida	Frecuencia	Energía
Mango de Cavitación 40K	150V	40KHz	25W
Mango de RF Bipolar + Vacío	66V	450K	95W
Mango de RF Corporal	66V	550K	50W
Mango de RF Tripolar	66V	450K	35W
Mango de RF Facial	66V	450K	35W

Dimensión (LxAxH)	Peso Neto
440mmx440mmx430mm	17KG